

General Plate

پلاک های DCP (Dynamic Compression Plate) یا دینامیک جهت فیکس کردن شکستگی های استخوان و تحت فشار

قراردادن محل شکستگی بمنظور بهبود و ترمیم بافت استخوانی مورد استفاده قرار می گیرند.

محل استفاده

clavicle ,scapula ,olecranon ,humerus ,radius ,ulna ,pelvic ,distal tibia, fibula

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۰ * ۳.۳

قطر سوراخ: ۴.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۲

۲.۵mm DCP Plate			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۱۰۳۱.۰۰۴	۲۰۱۰۳۲.۰۰۴	۴	۴۹
۲۰۱۰۳۱.۰۰۵	۲۰۱۰۳۲.۰۰۵	۵	۶۱
۲۰۱۰۳۱.۰۰۶	۲۰۱۰۳۲.۰۰۶	۶	۷۳
۲۰۱۰۳۱.۰۰۷	۲۰۱۰۳۲.۰۰۷	۷	۸۵
۲۰۱۰۳۱.۰۰۸	۲۰۱۰۳۲.۰۰۸	۸	۹۷
۲۰۱۰۳۱.۰۰۹	۲۰۱۰۳۲.۰۰۹	۹	۱۰۹
۲۰۱۰۳۱.۰۱۰	۲۰۱۰۳۲.۰۱۰	۱۰	۱۲۱
۲۰۱۰۳۱.۰۱۲	۲۰۱۰۳۲.۰۱۲	۱۲	۱۴۵
۲۰۱۰۳۱.۰۱۴	۲۰۱۰۳۲.۰۱۴	۱۴	۱۶۹
۲۰۱۰۳۱.۰۱۶	۲۰۱۰۳۲.۰۱۶	۱۶	۱۹۳
۲۰۱۰۳۱.۰۱۸	۲۰۱۰۳۲.۰۱۸	۱۸	۲۱۷

General Plate

محل استفاده

humerus ,tibia

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۲ * ۳.۸

قطر سوراخ: ۵.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۶

۴.۵mm Narrow DCP Plate			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
#	۲۰۱۰۱۲.۰۰۴	۴	۷۱
#	۲۰۱۰۱۲.۰۰۵	۵	۸۷
#	۲۰۱۰۱۲.۰۰۶	۶	۱۰۳
#	۲۰۱۰۱۲.۰۰۷	۷	۱۱۹
#	۲۰۱۰۱۲.۰۰۸	۸	۱۳۵
#	۲۰۱۰۱۲.۰۰۹	۹	۱۵۱
#	۲۰۱۰۱۲.۰۱۰	۱۰	۱۶۷
#	۲۰۱۰۱۲.۰۱۱	۱۱	۱۸۳
#	۲۰۱۰۱۲.۰۱۲	۱۲	۱۹۹
#	۲۰۱۰۱۲.۰۱۳	۱۳	۲۱۵
#	۲۰۱۰۱۲.۰۱۴	۱۴	۲۳۱
#	۲۰۱۰۱۲.۰۱۵	۱۵	۲۴۷
#	۲۰۱۰۱۲.۰۱۶	۱۶	۲۶۳
#	۲۰۱۰۱۲.۰۱۸	۱۸	۲۹۵

General Plate

محل استفاده

humerus ,tibia, femur

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۶ * ۴.۸

قطر سوراخ: ۵.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۶

۴.۵mm Broad DCP Plate			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۱۰۲۱.۰۰۴	۲۰۱۰۲۲.۰۰۴	۴	۷۱
۲۰۱۰۲۱.۰۰۵	۲۰۱۰۲۲.۰۰۵	۵	۸۷
۲۰۱۰۲۱.۰۰۶	۲۰۱۰۲۲.۰۰۶	۶	۱۰۳
۲۰۱۰۲۱.۰۰۷	۲۰۱۰۲۲.۰۰۷	۷	۱۱۹
۲۰۱۰۲۱.۰۰۸	۲۰۱۰۲۲.۰۰۸	۸	۱۳۵
۲۰۱۰۲۱.۰۰۹	۲۰۱۰۲۲.۰۰۹	۹	۱۵۱
۲۰۱۰۲۱.۰۱۰	۲۰۱۰۲۲.۰۱۰	۱۰	۱۶۷
۲۰۱۰۲۱.۰۱۱	۲۰۱۰۲۲.۰۱۱	۱۱	۱۸۳
۲۰۱۰۲۱.۰۱۲	۲۰۱۰۲۲.۰۱۲	۱۲	۱۹۹
۲۰۱۰۲۱.۰۱۳	۲۰۱۰۲۲.۰۱۳	۱۳	۲۱۵
۲۰۱۰۲۱.۰۱۴	۲۰۱۰۲۲.۰۱۴	۱۴	۲۳۱
۲۰۱۰۲۱.۰۱۵	۲۰۱۰۲۲.۰۱۵	۱۵	۲۴۷

General Plate

۲۰۱۰۲۱.۰۱۶	۲۰۱۰۲۲.۰۱۶	۱۶	۲۶۳
۲۰۱۰۲۱.۰۱۸	۲۰۱۰۲۲.۰۱۸	۱۸	۲۹۵

این پلاک برای به حداقل رساندن سطح تماس پلاک و استخوان در پلاک های دینامیک طراحی شده است. سایر خصوصیات آن همانند پلاک های دینامیک می باشد.

محل استفاده

humerus ,tibia

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۳.۵ * ۴.۲

قطر سوراخ: ۴.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۳

۳.۵mm Broad LC-DCP Plate		
Cataloge Code SS	Holes	Lentgh
۲۰۱۱۲۱.۰۰۷	۷	۹۰
۲۰۱۱۲۱.۰۰۸	۸	۱۰۳
۲۰۱۱۲۱.۰۰۹	۹	۱۱۶
۲۰۱۱۲۱.۰۱۰	۱۰	۱۲۹
۲۰۱۱۲۱.۰۱۱	۱۱	۱۴۲
۲۰۱۱۲۱.۰۱۲	۱۲	۱۵۵
۲۰۱۱۲۱.۰۱۳	۱۳	۱۶۸
۲۰۱۱۲۱.۰۱۴	۱۴	۱۸۱

General Plate

۲۰۱۱۲۱.۰۱۵	۱۵	۱۹۴
۲۰۱۱۲۱.۰۱۶	۱۶	۲۰۷
۲۰۱۱۲۱.۰۱۸	۱۸	۲۳۳

پلاک های **LCP (Locking Compression Plate)** یا قفل شونده جهت فیکس کردن شکستگی های استخوان و تحت فشار قراردادن محل شکستگی بمنظور بهبود و ترمیم بافت استخوانی مورد استفاده قرار می گیرند. سطح زیر این نوع پلاک ها دارای کمترین تماس با استخوان بوده و بدلیل داشتن رزوه قفل شونده دارای ایمنی بالا در تثبیت استخوان می باشد.

محل استفاده

clavicle ,scapula ,olecranon ,humerus ,radius ,ulna
,pelvis, distal tibia ,fibula, osteopenic

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۱ * ۳.۲

قطر سوراخ: ۴.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۳

۳.۵mm LCP Plate			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۳۰۱۱.۰۰۴	۲۰۳۰۱۲.۰۰۴	۴	۵۹
۲۰۳۰۱۱.۰۰۵	۲۰۳۰۱۲.۰۰۵	۵	۷۲
۲۰۳۰۱۱.۰۰۶	۲۰۳۰۱۲.۰۰۶	۶	۸۵
۲۰۳۰۱۱.۰۰۷	۲۰۳۰۱۲.۰۰۷	۷	۹۸

General Plate

۲۰۳۰۱۱.۰۰۸	۲۰۳۰۱۲.۰۰۸	۸	۱۱۱
۲۰۳۰۱۱.۰۰۹	۲۰۳۰۱۲.۰۰۹	۹	۱۲۴
۲۰۳۰۱۱.۰۱۰	۲۰۳۰۱۲.۰۱۰	۱۰	۱۳۷
۲۰۳۰۱۱.۰۱۱	۲۰۳۰۱۲.۰۱۱	۱۱	۱۵۰
۲۰۳۰۱۱.۰۱۲	۲۰۳۰۱۲.۰۱۲	۱۲	۱۶۳
۲۰۳۰۱۱.۰۱۳	۲۰۳۰۱۲.۰۱۳	۱۳	۱۷۶
۲۰۳۰۱۱.۰۱۴	۲۰۳۰۱۲.۰۱۴	۱۴	۱۸۹
۲۰۳۰۱۱.۰۱۵	۲۰۳۰۱۲.۰۱۵	۱۵	۲۰۲
۲۰۳۰۱۱.۰۱۶	۲۰۳۰۱۲.۰۱۶	۱۶	۲۱۵
۲۰۳۰۱۱.۰۱۸	۲۰۳۰۱۲.۰۱۸	۱۸	۲۴۱

محل استفاده

humerus ,tibia, femur

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۳.۵ * ۴.۲

قطر سوراخ: ۵.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۸

۴.۵mm Narrow LCP Plate			
Cataloge Code			
SS	Ti	Holes	Lentgh
۲۰۳۰۲۱.۰۰۴	۲۰۳۰۲۲.۰۰۴	۴	۸۰
۲۰۳۰۲۱.۰۰۵	۲۰۳۰۲۲.۰۰۵	۵	۹۸
۲۰۳۰۲۱.۰۰۶	۲۰۳۰۲۲.۰۰۶	۶	۱۱۶

General Plate

۲۰۳۰۲۱.۰۰۷	۲۰۳۰۲۲.۰۰۷	۷	۱۳۴
۲۰۳۰۲۱.۰۰۸	۲۰۳۰۲۲.۰۰۸	۸	۱۵۲
۲۰۳۰۲۱.۰۰۹	۲۰۳۰۲۲.۰۰۹	۹	۱۷۰
۲۰۳۰۲۱.۰۱۰	۲۰۳۰۲۲.۰۱۰	۱۰	۱۸۸
۲۰۳۰۲۱.۰۱۱	۲۰۳۰۲۲.۰۱۱	۱۱	۲۰۶
۲۰۳۰۲۱.۰۱۲	۲۰۳۰۲۲.۰۱۲	۱۲	۲۲۴
۲۰۳۰۲۱.۰۱۳	۲۰۳۰۲۲.۰۱۳	۱۳	۲۴۲
۲۰۳۰۲۱.۰۱۴	۲۰۳۰۲۲.۰۱۴	۱۴	۲۶۰
۲۰۳۰۲۱.۰۱۵	۲۰۳۰۲۲.۰۱۵	۱۵	۲۷۸
۲۰۳۰۲۱.۰۱۶	۲۰۳۰۲۲.۰۱۶	۱۶	۲۹۶
۲۰۳۰۲۱.۰۱۸	۲۰۳۰۲۲.۰۱۸	۱۸	۳۳۲

محل استفاده

humerus ,tibia, femur

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۷.۵ * ۵.۲

قطر سوراخ: ۵.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۸

۴.۵mm Broad LCP Plate			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۳۰۳۱.۰۰۶	۲۰۳۰۳۲.۰۰۶	۶	۱۱۶
۲۰۳۰۳۱.۰۰۷	۲۰۳۰۳۲.۰۰۷	۷	۱۳۴
۲۰۳۰۳۱.۰۰۸	۲۰۳۰۳۲.۰۰۸	۸	۱۵۲

General Plate

۲۰۳۰۳۱.۰۰۹	۲۰۳۰۳۲.۰۰۹	۹	۱۷۰
۲۰۳۰۳۱.۰۱۰	۲۰۳۰۳۲.۰۱۰	۱۰	۱۸۸
۲۰۳۰۳۱.۰۱۱	۲۰۳۰۳۲.۰۱۱	۱۱	۲۰۶
۲۰۳۰۳۱.۰۱۲	۲۰۳۰۳۲.۰۱۲	۱۲	۲۲۴
۲۰۳۰۳۱.۰۱۴	۲۰۳۰۳۲.۰۱۴	۱۴	۲۶۰
۲۰۳۰۳۱.۰۱۶	۲۰۳۰۳۲.۰۱۶	۱۶	۲۹۶
۲۰۳۰۳۱.۰۱۸	۲۰۳۰۳۲.۰۱۸	۱۸	۳۳۲

پلاک های ریکانس به جهت شکل خاص خود دارای انعطاف نسبت به سایر پلاک های عمومی بوده و معمولاً در استخوان های با اشکال منحنی و نامنظم به منظور فیکس کردن شکستگی و تحت فشار قرار دادن محل شکستگی مورد استفاده قرار می گیرند.

محل استفاده

Acetabular, pelvic, clavicle, distal humerus, calcaneal

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۰ * ۲.۸

قطر سوراخ: ۴

فاصله بین سوراخ ها: ۱۲

۳.۵mm Reconstruction Plate

General Plate

Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۱۰۷۱.۰۰۴	۲۰۱۰۷۲.۰۰۴	۴	۴۶
۲۰۱۰۷۱.۰۰۵	۲۰۱۰۷۲.۰۰۵	۵	۵۸
۲۰۱۰۷۱.۰۰۶	۲۰۱۰۷۲.۰۰۶	۶	۷۰
۲۰۱۰۷۱.۰۰۷	۲۰۱۰۷۲.۰۰۷	۷	۸۲
۲۰۱۰۷۱.۰۰۸	۲۰۱۰۷۲.۰۰۸	۸	۹۴
۲۰۱۰۷۱.۰۰۹	۲۰۱۰۷۲.۰۰۹	۹	۱۰۶
۲۰۱۰۷۱.۰۱۰	۲۰۱۰۷۲.۰۱۰	۱۰	۱۱۸
۲۰۱۰۷۱.۰۱۱	۲۰۱۰۷۲.۰۱۱	۱۱	۱۳۰
۲۰۱۰۷۱.۰۱۲	۲۰۱۰۷۲.۰۱۲	۱۲	۱۴۲
۲۰۱۰۷۱.۰۱۳	۲۰۱۰۷۲.۰۱۳	۱۳	۱۵۴
۲۰۱۰۷۱.۰۱۴	۲۰۱۰۷۲.۰۱۴	۱۴	۱۶۶
۲۰۱۰۷۱.۰۱۵	۲۰۱۰۷۲.۰۱۵	۱۵	۱۷۸
۲۰۱۰۷۱.۰۱۶	۲۰۱۰۷۲.۰۱۶	۱۶	۱۹۰
۲۰۱۰۷۱.۰۱۸	۲۰۱۰۷۲.۰۱۸	۱۸	۲۱۴
۲۰۱۰۷۱.۰۲۰	۲۰۱۰۷۲.۰۲۰	۲۰	۲۳۸
۲۰۱۰۷۱.۰۲۲	۲۰۱۰۷۲.۰۲۲	۲۲	۲۶۲

محل استفاده

Acetabular, pelvic, sacrum, acetabulum, pelvic ring, ilium,
scapula, clavicle, distal humerus, calcaneal

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۰ * ۲.۸

قطر سوراخ: ۴.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۴

General Plate

۳.۵mm LCP Reconstruction Plate			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۳۱۲۱.۰۰۴	۲۰۳۱۲۲.۰۰۴	۴	۵۶
۲۰۳۱۲۱.۰۰۵	۲۰۳۱۲۲.۰۰۵	۵	۷۰
۲۰۳۱۲۱.۰۰۶	۲۰۳۱۲۲.۰۰۶	۶	۸۴
۲۰۳۱۲۱.۰۰۷	۲۰۳۱۲۲.۰۰۷	۷	۹۸
۲۰۳۱۲۱.۰۰۸	۲۰۳۱۲۲.۰۰۸	۸	۱۱۲
۲۰۳۱۲۱.۰۰۹	۲۰۳۱۲۲.۰۰۹	۹	۱۲۶
۲۰۳۱۲۱.۰۱۰	۲۰۳۱۲۲.۰۱۰	۱۰	۱۴۰
۲۰۳۱۲۱.۰۱۱	۲۰۳۱۲۲.۰۱۱	۱۱	۱۵۴
۲۰۳۱۲۱.۰۱۲	۲۰۳۱۲۲.۰۱۲	۱۲	۱۶۸
۲۰۳۱۲۱.۰۱۳	۲۰۳۱۲۲.۰۱۳	۱۳	۱۸۲
۲۰۳۱۲۱.۰۱۴	۲۰۳۱۲۲.۰۱۴	۱۴	۱۹۶
۲۰۳۱۲۱.۰۱۵	۲۰۳۱۲۲.۰۱۵	۱۵	۲۱۰
۲۰۳۱۲۱.۰۱۶	۲۰۳۱۲۲.۰۱۶	۱۶	۲۲۴
۲۰۳۱۲۱.۰۱۸	۲۰۳۱۲۲.۰۱۸	۱۸	۲۵۲
۲۰۳۱۲۱.۰۲۰	۲۰۳۱۲۲.۰۲۰	۲۰	۲۸۰
۲۰۳۱۲۱.۰۲۲	۲۰۳۱۲۲.۰۲۲	۲۲	۳۰۸

پلاک های توبولار در استخوان های نازک و باریک با شکستگی های عرضی و مورب مورد استفاده قرار می گیرند. این پلاک ها بدلیل نازکی و دایروی بودن به پلاک لوله ای یا توبولار معروف می باشند

محل استفاده

metacarpal, metatarsals, fibula, ulna, olecranon

مشخصات

General Plate

عرض و ضخامت: ۹ * ۱

قطر سوراخ: ۴.۲

فاصله بین سوراخ ها: ۱۲

۱/۳ Tubular Plate		
Cataloge Code	Holes	Lentgh
۲۰۱۰۴۱.۰۰۲	۲	۲۸
۲۰۱۰۴۱.۰۰۳	۳	۴۰
۲۰۱۰۴۱.۰۰۴	۴	۵۲
۲۰۱۰۴۱.۰۰۵	۵	۶۴
۲۰۱۰۴۱.۰۰۶	۶	۷۶
۲۰۱۰۴۱.۰۰۷	۷	۸۸
۲۰۱۰۴۱.۰۰۸	۸	۱۰۰
۲۰۱۰۴۱.۰۰۹	۹	۱۱۲
۲۰۱۰۴۱.۰۱۰	۱۰	۱۲۴
۲۰۱۰۴۱.۰۱۲	۱۲	۱۴۸

محل استفاده

radius, fibula, metaphysis, pelvic

مشخصات

General Plate

عرض و ضخامت: ۱۲ * ۱

قطر سوراخ: ۵.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۱۶

۱/۲ Tubular Plate		
Cataloge Code	Holes	Lentgh
۲۰۱۰۵۱.۰۰۲	۲	۳۹
۲۰۱۰۵۱.۰۰۳	۳	۵۵
۲۰۱۰۵۱.۰۰۴	۴	۷۱
۲۰۱۰۵۱.۰۰۵	۵	۸۷
۲۰۱۰۵۱.۰۰۶	۶	۱۰۳
۲۰۱۰۵۱.۰۰۷	۷	۱۱۹
۲۰۱۰۵۱.۰۰۸	۸	۱۳۵
۲۰۱۰۵۱.۰۰۹	۹	۱۵۱
۲۰۱۰۵۱.۰۱۰	۱۰	۱۶۷
۲۰۱۰۵۱.۰۱۲	۱۲	۱۹۹

T-Plates (تی پلیت) که به الیز پلیت نیز معروف هستند برای درمان شکستگی های خارج مفصلی و داخل مفصلی استخوان های ساعد دست و پا مورد استفاده قرار می گیرند. این پلاک ها بسته به سمت بدن چپ و راست می باشند.

محل استفاده

General Plate

radius, osteotomies, fibula

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۰ * ۱.۲

قطر سوراخ: ۴

۳.۵mm T-Plate, Oblique			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۲۰۲۱.۰۰۳	۲۰۲۰۲۲.۰۰۳	۳	۵۳
۲۰۲۰۲۱.۰۰۴	۲۰۲۰۲۲.۰۰۴	۴	۶۳
۲۰۲۰۲۱.۰۰۵	۲۰۲۰۲۲.۰۰۵	۵	۷۵

۳.۵mm LCP T-Plate, Oblique Right			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۳۰۴۱.۰۰۳	۲۰۳۰۴۲.۰۰۳	۳	۵۲
۲۰۳۰۴۱.۰۰۴	۲۰۳۰۴۲.۰۰۴	۴	۶۳
۲۰۳۰۴۱.۰۰۵	۲۰۳۰۴۲.۰۰۵	۵	۷۴
۲۰۳۰۴۱.۰۰۶	۲۰۳۰۴۲.۰۰۶	۶	۸۵
۲۰۳۰۴۱.۰۰۷	۲۰۳۰۴۲.۰۰۷	۷	۹۶
۲۰۳۰۴۱.۰۰۸	۲۰۳۰۴۲.۰۰۸	۸	۱۰۷

۳.۵mm LCP T-Plate, Oblique Left			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		

General Plate

۲۰۳۰۵۱.۰۰۳	۲۰۳۰۵۲.۰۰۳	۳	۵۲
۲۰۳۰۵۱.۰۰۴	۲۰۳۰۵۲.۰۰۴	۴	۶۳
۲۰۳۰۵۱.۰۰۵	۲۰۳۰۵۲.۰۰۵	۵	۷۴
۲۰۳۰۵۱.۰۰۶	۲۰۳۰۵۲.۰۰۶	۶	۸۵
۲۰۳۰۵۱.۰۰۷	۲۰۳۰۵۲.۰۰۷	۷	۹۶
۲۰۳۰۵۱.۰۰۸	۲۰۳۰۵۲.۰۰۸	۸	۱۰۷

محل استفاده

radius, osteotomies, fibula

مشخصات

عرض و ضخامت: ۱۰ * ۱.۲

قطر سوراخ: ۴

۲.۵mm T-Plate, Right Angle				
Cataloge Code SS	Ti	Holes in shaft	Holes in Head	Lentgh
۲۰۲۰۴۱.۰۰۳	۲۰۲۰۴۲.۰۰۳	۳	۳	۵۰
۲۰۲۰۵۱.۰۰۴	۲۰۲۰۵۲.۰۰۴	۴	۴	۵۷
۲۰۲۰۴۱.۰۰۵	۲۰۲۰۴۲.۰۰۵	۵	۳	۶۸
۲۰۲۰۵۱.۰۰۶	۲۰۲۰۵۲.۰۰۶	۶	۴	۷۹
۲۰۲۰۵۱.۰۰۷	-	۷	۴	۹۰
۲۰۲۰۵۱.۰۰۸	-	۸	۴	۱۰۱
۲۰۲۰۵۱.۰۰۹	-	۹	۴	۱۱۲

General Plate

3.5mm LCP T-Plate, Right Angle				
Cataloge Code		Holes in shaft	Holes in Head	Lentgh
SS	Ti			
2.3.61.0.3	2.3.62.0.3	3	3	50
2.3.61.0.4	2.3.62.0.4	4	3	57
2.3.61.0.5	2.3.62.0.5	5	3	67
2.3.61.0.6	2.3.62.0.6	6	3	77
2.3.61.0.7	2.3.62.0.7	7	3	87
2.3.61.0.8	2.3.62.0.8	8	3	97
2.3.71.0.3	2.3.72.0.3	3	4	50
2.3.71.0.4	2.3.72.0.4	4	4	56
2.3.71.0.5	2.3.72.0.5	5	4	67
2.3.71.0.6	2.3.72.0.6	6	4	78
2.3.71.0.7	2.3.72.0.7	7	4	89
2.3.71.0.8	2.3.72.0.8	8	4	100

General Plate

پلاک calcaneal برای شکستگی های غیر مفصلی بدن (شامل شکستگی های پیچیده و ساده) و شکستگی مفصلی قسمت خلفی استخوان calcaneus استفاده می شود.

محل استفاده

Calcaneus

مشخصات

ضخامت: ۱.۲

قطر سوراخ: ۴

Calcaneal Plate		
Cataloge Code		Lentgh
SS	Ti	
۲۰۲۰۱۱.۰۶۰	۲۰۲۰۱۲.۰۶۰	۶۰
۲۰۲۰۱۱.۰۷۰	۲۰۲۰۱۲.۰۷۰	۷۰

LCP Calcaneal Plate		
Cataloge Code		Lentgh
SS	Ti	
۲۰۳۱۳۱.۰۶۰	۲۰۳۱۳۲.۰۶۰	۶۰
۲۰۳۱۳۱.۰۷۰	۲۰۳۱۳۲.۰۷۰	۷۰

General Plate

L-Buttress Plate, Right			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۲۰۹۱.۰۰۴	۲۰۲۰۹۲.۰۰۴	۴	۸۶
۲۰۲۰۹۱.۰۰۵	-	۵	۱۰۲
۲۰۲۰۹۱.۰۰۶	-	۶	۱۱۸
۲۰۲۰۹۱.۰۰۷	-	۷	۱۳۴
۲۰۲۰۹۱.۰۰۸	-	۸	۱۵۰
۲۰۲۰۹۱.۰۰۹	-	۹	۱۶۶
۲۰۲۰۹۱.۰۱۰	-	۱۰	۱۸۲
۲۰۲۰۹۱.۰۱۱	-	۱۱	۱۹۸
۲۰۲۰۹۱.۰۱۲	-	۱۲	۲۱۴

این نوع پلاک ها بگونه ای طراحی شده اند که با زوایا و منحنی های آناتومیکال استخوان منطبق باشند. لذا تنها در یک نقطه خاص از بدن مورد استفاده قرار گرفته و عموماً برای هر دو سمت (راست و چپ) در طول های متفاوت تولید می شوند. سیستم سوراخ های این پلاک در اکثر موارد لاکینگ می باشد.

محل استفاده

Distal Tibia

مشخصات

ضخامت: ۴

قطر سوراخ: ۴.۲

فاصله بین سوراخ ها: ۱۳

۳.۵mm LCP Medial Distal Tibia Plate, Right			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۴۲۲۱.۰۰۴	۲۰۴۲۲۲.۰۰۴	۴	۱۱۶
۲۰۴۲۲۱.۰۰۶	۲۰۴۲۲۲.۰۰۶	۶	۱۴۲
۲۰۴۲۲۱.۰۰۸	۲۰۴۲۲۲.۰۰۸	۸	۱۶۸
۲۰۴۲۲۱.۰۱۰	۲۰۴۲۲۲.۰۱۰	۱۰	۱۹۴

General Plate

۲۰۴۲۲۱.۰۱۲	۲۰۴۲۲۲.۰۱۲	۱۲	۲۲۰
۲۰۴۲۲۱.۰۱۴	۲۰۴۲۲۲.۰۱۴	۱۴	۲۴۶

محل استفاده

Distal Femur

مشخصات

ضخامت: ۶

قطر سوراخ: ۵.۵

فاصله بین سوراخ ها: ۲۰

۴.۵mm LCP Distal Femur Plate, Right			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲۰۴۱۶۱.۰۰۵	۲۰۴۱۶۲.۰۰۵	۵	۱۴۰
۲۰۴۱۶۱.۰۰۷	۲۰۴۱۶۲.۰۰۷	۷	۱۸۰
۲۰۴۱۶۱.۰۰۹	۲۰۴۱۶۲.۰۰۹	۹	۲۲۰
۲۰۴۱۶۱.۰۱۱	۲۰۴۱۶۲.۰۱۱	۱۱	۲۶۰
۲۰۴۱۶۱.۰۱۳	۲۰۴۱۶۲.۰۱۳	۱۳	۳۰۰

General Plate

۳.۵mm LCP Medial Distal Tibia Plate, Left			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲.۴۲۳۱.۰۰۴	۲.۴۲۳۲.۰۰۴	۴	۱۱۶
۲.۴۲۳۱.۰۰۶	۲.۴۲۳۲.۰۰۶	۶	۱۴۲
۲.۴۲۳۱.۰۰۸	۲.۴۲۳۲.۰۰۸	۸	۱۶۸
۲.۴۲۳۱.۰۱۰	۲.۴۲۳۲.۰۱۰	۱۰	۱۹۴
۲.۴۲۳۱.۰۱۲	۲.۴۲۳۲.۰۱۲	۱۲	۲۲۰
۲.۴۲۳۱.۰۱۴	۲.۴۲۳۲.۰۱۴	۱۴	۲۴۶

۴.۵mm LCP Distal Femur Plate, Left			
Cataloge Code		Holes	Lentgh
SS	Ti		
۲.۴۱۷۱.۰۰۵	۲.۴۱۷۲.۰۰۵	۵	۱۴۰
۲.۴۱۷۱.۰۰۷	۲.۴۱۷۲.۰۰۷	۷	۱۸۰

General Plate

٢٠٤١٧١.٠٠٩	٢٠٤١٧٢.٠٠٩	٩	٢٢٠
٢٠٤١٧١.٠١١	٢٠٤١٧٢.٠١١	١١	٢٤٠
٢٠٤١٧١.٠١٣	٢٠٤١٧٢.٠١٣	١٣	٣٠٠